


# B. Braun Suturas

Agulheiro



Aesculap Suturas

# Agulheiro

## Ponta Cuticular

### ▼ Ponta Cuticular Reversa Robusta

1/2	HS26s	
	HS37s	
	HS40s	
	HS48	



### ▼ Ponta Cuticular Reversa Super Robusta

1/2	HS23ss	
	HS37ss	
	HS40ss	

### ▽ Micro Ponta Cuticular Reversa






3/8	DSM11	
	DSM13	
	DSM16	
	DSM19	
	DSM24	
1/2	HSM15	
	HSM18	

### ▽ Micro Ponta Plástica Cuticular Reversa


3/8	DSMP11	
	DSMP13	

## Ponta Cuticular

### ▽ Micro Ponta Plástica Cuticular Reversa

3/8	DSMP16	
	DSMP19	
	DSMP24	
1/2	HSMP15	
	HSMP18	

# Agulheiro



Exemplo de codificação das agulhas B. Braun

H	R	T	43	s
1/2	Cilíndrica	Trocar	43mm	Robusta
Curvatura	Ponta	Tamanho	Corpo	

## Ponta Cilíndrica

●	Ponta Cilíndrica	
3/8	DR6	
	DR10	
	DR12	
	DR13	
	DR18	
	DR22	
	DR26	
	DR32	
	DR48	
1/2	HR10	
	HR13	
	HR17	
	HR22	
	HR26	
	HR30	
	HR37	
	HR40	

## Ponta Cilíndrica

●	Ponta Cilíndrica	
5/8	FR26	
	FR36	
	FR40	
●	Micro Ponta Cilíndrica	
3/8	DRm3	
	DRm4	
	DRm5	
	DRm6	
	DRm8	
	●	Micro Ponta Cilíndrica Corpo Robusto
3/8	DRm4s	
●	Ponta Cilíndrica Robusta	
1/2	HR22s	
	HR26s	
	HR37s	
	HR40s	

## Ponta Cilíndrica

### ● Ponta Cilíndrica Robusta

1/2	HR48	
	HR65	
	HR76	

### ● Ponta Cilíndrica Super Robusta

1/2	HR37ss	
-----	--------	--

### ⊖ Cilíndrica Conjugada c/ Ponta Cortante - Tapercut

1/2	HRS40	
	HRS48	
	HRS60	

### ○ Ponta Romba

1/2	HRN90	
-----	-------	--

## Ponta Cilíndrica

### ● Ponta Cilíndrica c/ Corpo Ski

1/8	SKR19	
	SKR26	

## Cilíndrica c/ Ponta Piramidal

### ⊖ Cilíndrica Conjugada c/ Ponta Piramidal

3/8	DRC10	
	DRC12	
	DRC18	
1/2	HRC17	

### ⊖ Cilíndrica Conjugada c/ Micro Ponta Piramidal

1/2	DRCm6	
-----	-------	--

## Ponta Espatulada

### ▾ Ponta Espatulada

1/8	SLm6	
1/4	VLM6	
3/8	DLm6	
1/2	HLM6	

### ▾ Ponta Espatulada Corpo Robusto

3/8	DLm6s	
-----	-------	--

### ▾ Micro Ponta Espatulada

1/4	VLM8	
1/2	HLM8	

### Cilíndrica c/ Ponta Trocar

#### ⊕ Cilíndrica Conjugada c/ Ponta Trocar

3/8	DRT12	
	DRT15	
	DRT18	
	DRT22	
1/2	HRT37	
	HRT43	

#### ⊕ Cilíndrica Conjugada c/ Ponta Trocar Robusta


1/2	HRT26s	
	HRT37s	
	HRT43s	
	HRT48	

### Reta

#### ● Ponta Cilíndrica Corpo Reto

GR45 

#### ○ Ponta Romba Corpo Reto

GRN12 

#### ▼ Ponta Cuticular Corpo Reto

GS20 


GS60 

#### ▼ Ponta Cuticular Corpo Break-Off

GS65s 















### Reta

#### ▽ Ponta Micro Espatulada Corpo Reto

GLM16 

### Ponta Cuticular

#### ▼ Ponta Cuticular Reversa

3/8	DS12	
	DS16	
	DS19	
	DS24	
	DS30	
1/2	DS39	
	HS15	
	HS18	
	HS21	
	HS23	
	HS26	
	HS30	
	HS37	
	HS40	

#### ▼ Ponta Cuticular Reversa Robusta

3/8	DS76	
-----	------	---

Monoplus® - Registro ANVISA nº 80136990467  
Monosyn® - Registro ANVISA nº 80136990513  
Safil® - Registro ANVISA nº 10008530409  
Safil® Quick - Registro ANVISA nº 10008530409  
Dafilon® - Registro ANVISA nº 10008530228  
Catarata Set - Registro ANVISA nº 80136990588  
PremiCron® com agulha - Registro ANVISA nº 80136990451  
Linatrix® com agulha - Registro ANVISA nº 80136990529  
Kit Cesarea Aesculap - Registro ANVISA nº 80136990597  
Kit Obstétrico Aesculap - Registro ANVISA nº 80136990595  
Suturas Cirúrgicas Absorvíveis com agulha MonoMax® - Registro ANVISA nº 80136990693  
Novosyn® - Registro ANVISA nº 80136990690  
Premilene® - MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO AZUL - Registro ANVISA nº 10008530067  
Seda Negra Trançada - Registro ANVISA nº 10008530407  
Seda virgem - Registro ANVISA nº 10008530062  
Steelex® - Registro ANVISA nº 10008530314  
Synthofil® - Registro ANVISA nº 10008530230

Laboratórios B. Braun S.A. | Aesculap  
Av. Eugênio Borges 1092, Arsenal | 24751-000  
São Gonçalo - RJ - Brasil  
S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)  
Aesculap - a B. Braun company.