



B. BRAUN VASCULAR  
SYSTEMS

## AESCULAP<sup>®</sup> Uni-Graft<sup>®</sup> K DV

Prótese vascular de poliéster knnited impregnada com gelatina.

UNI-GRAFT® K DV É UMA PRÓTESE VASCULAR "KNNITED, DOUBLE VELOUR" FEITA DE FIBRAS FINAS DE POLIÉSTER IMPREGNADAS COM GELATINA MODIFICADA ABSORVÍVEL. ESTE TRATAMENTO ESPECIAL REDUZ A POROSIDADE INICIAL DA PRÓTESE DE APROXIMADAMENTE 1900 ML/MIN/CM<sup>2</sup> PARA O (ZERO) ML/MIN/CM<sup>2</sup> NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO.

A TECNOLOGIA DE IMPREGNAÇÃO DA UNI-GRAFT® É PATENTEADA E LIVRE DE ALDEÍDO PARA GARANTIR A MÁXIMA BIOCAMPATIBILIDADE E SEGURANÇA (NÃO SÃO USADOS GLUTARALDEÍDO E FORMALDEÍDO).

UNI-GRAFT® K DV É ESTERILIZADA EM RAIOS GAMA COM EMBALAGEM DUPLA, TRANSPARENTE, TIPO "PEEL".

### INDICAÇÕES

- Procedimentos reconstrutivos da artéria aorta e artérias periféricas com diâmetro superior a 6 mm;
- Pacientes com distúrbios de coagulação;
- Pacientes que necessitam de heparinização sistêmica;
- Cirurgias de emergência.

### CONTRA-INDICAÇÕES

- Uni-Graft® K DV não deve ser usada em regiões infectadas.

### VANTAGENS

- Porosidade zero no momento da implantação;
- Tecnologia de impregnação biocompatível livre de aldeído;
- Baixa trombogenicidade da gelatina;
- Estrutura "double velour" assegura boa cicatrização da prótese;
- Não necessita de pré-coagulação;
- Não desfia no momento da sutura;
- Anéis concêntricos impedem a torção quando a prótese é esticada;
- Linha garante implantação precisa;
- Exclusivo modelo de prótese cônica em PET comercializada no mercado nacional.

| Prótese         | Diâmetro                | Comprimento | Aplicação possível  |
|-----------------|-------------------------|-------------|---|
| Reta            | 06 a 10 mm              | 60 cm       | reconstruções a nível periférico<br>reconstruções a nível abdominal<br>reconstruções a nível torácico<br>bypass axilo-femural |
|                 | 16 a 22 mm              | 30 cm       |   |
|                 | 22 a 36 mm              | 30 cm       |   |
|                 | 06 a 08 mm              | 100 cm      |   |
| Bifurcada       | 12 x 06 mm a 22 x 11 mm | 40 cm       | correção de AAA / enxerto aorto bifemural   |
| Axilo-bifemural | 08 mm dir               | 100 cm      | bypass axilo-femural  |
|                 | 08 mm esq               | 100 cm      | bypass axilo-femural  |
| Cônica          | 06 a 08 mm              | 50 cm       | bypass infra-inguinal   |

B. Braun Brasil | Aesculap | S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)  
AESCULAP® – a B. Braun brand

Prótese Vascular Uni-graft – Registro ANVISA nº 10008530004

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:

[facebook](#) [YouTube](#) [twitter](#)  
/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

