

MELISEPTOL® FOAM PURE FAQS

1 MELISEPTOL FOAM PURE PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE? E NO CENTRO CIRÚRGICO?

Sim. Por ter uma ação rápida em apenas um minuto, com amplo espectro de ação e secagem rápida. O Meliseptol® Foam pure contribui para uma efetiva e segura limpeza terminal e concorrente dos equipamentos e superfícies, liberando leitos/quartos e salas operatórias com maior agilidade e segurança para pacientes e profissionais.

2 O MELISEPTOL FOAM PURE GARANTE UMA LIMPEZA RÁPIDA E SEGURA?

Sua formulação exclusiva, possui agentes tensoativos que garantem uma limpeza diferenciada. Além disso, o Meliseptol® Foam pure seca rapidamente deixando as superfícies límpidas e sem resíduos.



3 O TIPO DE PRODUTO USADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PODE AFETAR O DESEMPENHO E VIDA ÚTIL DOS MESMOS?

Sim. A utilização de produtos químicos líquidos pode acarretar a oxidação dos equipamentos, comprometendo assim, sua utilização e até sua funcionalidade total. O Meliseptol® Foam pure quando acionado libera uma espuma com alto poder de secagem, que não penetra nos equipamentos, evitando assim custos desnecessários com a manutenção, ou até a aquisição de novos equipamentos.

4 A B. BRAUN POSSUI UMA GRANDE VARIEDADE DE EQUIPAMENTOS. O MELISEPTOL FOAM PURE É COMPATÍVEL COM TODOS?

Sim. Inclusive é o único recomendado.

5 O PRODUTO PARA A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE PRECISA TER EFEITO RESIDUAL?

Não. Pois qualquer superfície e equipamento exposto ao ambiente deverá ser limpo novamente após sua utilização ou de acordo com a frequência descrita no protocolo de higienização da instituição.