

FICHA TÉCNICA – POLIFIX 2 SAFEFLOW

EXTENSOR COM VÁLVULA NEEDLE-FREE PARA EQUIPOS

CATEGORIA DO PRODUTO:

Extensor multivias

CÓDIGOS DE REFERÊNCIA:

409002S

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

Indicado para infusão simultânea de soluções parenterais.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Conexão valvulada em duas vias para infusão simultânea de soluções parenterais.
- Pinça corta fluxo e conexão distal spin lock.
- Livre de látex e DEHP.
- Volume: 2,5 mL
- Comprimento: 17 cm
- Classe I

CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicável.

PRECAUÇÕES:

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem.
- Não é recomendada a utilização para administração de soluções submetidas a altas pressões através de bombas injetoras de contraste.
- Para prevenir danos ao produto, siga as instruções de uso e não use agulhas ou cânulas para acessar a válvula.
- Usar somente dispositivos de conexão padrão Luer.
- Não reutilizável – seguir as orientações dos protocolos da CCIH.
- Verificar o prazo de validade antes do uso.

ADVERTÊNCIAS:

- Produto de uso único.
- Descartar imediatamente após o uso.
- Proibido reprocessar.

MATÉRIA-PRIMA:

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC), Polipropileno (PP), Policloreto de vinila (PVC), Silicône, Polietileno (PE), Copoliéster (COP).



COMPATIBILIDADE COM HEMODERIVADOS:

Sim

COMPATIBILIDADE COM DROGAS LIPÍDICAS:

Sim

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

Os produtos devem ser armazenados em sua embalagem original, em temperatura ambiente, em local fresco e seco, ao abrigo de luz solar direta, poeira e umidade. Descartar se a embalagem estiver violada. Produto estéril. Usar técnicas assépticas.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

Embalagem Primária: filme + papel grau cirúrgico

Embalagem Secundária: caixa de papelão contendo 120 unidades

TEMPO MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

96 horas

ESTERILIZAÇÃO:

Óxido de etileno

VALIDADE:

3 anos

NÃO CONTÊM LÁTEX

LIVRE DE DEHP

Farm. Responsável: Sônia M. Q. de Azevedo – CRF-RJ nº 4260

