

FICHA TÉCNICA – SAFEFLOW

VÁLVULA NEEDLE-FREE

CATEGORIA DO PRODUTO:

Conector livre de agulha


CÓDIGOS DE REFERÊNCIA:

3150B

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Conector com sistema livre de agulhas para aspiração e administração de medicamentos, garantindo um "sistema fechado".
- Transparente, superfície lisa, compatível com conexões luer lock e luer slip, e livre de metais, tornando-a compatível com exames que envolvem a utilização de campo magnético.
- Livre de látex, DEHP e livre de PVC.
- Compatível com drogas citostáticas, não hemolítico e resistente a lipídios.
- Número de ativações: 200
- Volume de priming: 0,09 mL
- Vazão de fluxo: 360 mL/min
- Suporta pressões de até 400 psi.

FIGURA DO PRODUTO COM INDICAÇÃO E LEGENDA DOS COMPONENTES:



INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

Safeflow é uma válvula livre de agulha para aspiração ou administração de soluções parenterais.

PRECAUÇÕES:

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem. Para prevenir danos ao produto, siga as instruções de uso e não use agulhas ou cânulas para acessar a válvula. Usar somente dispositivos de conexão padrão Luer.
- Não reutilizável – seguir as orientações dos protocolos da CCIH
- Verificar o prazo de validade antes do uso



CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicável

ADVERTÊNCIAS:

- Produto de uso único.
- Descartar imediatamente após o uso.
- Proibido reprocessar.

COMPATIBILIDADE COM CITOSTÁTICOS: Sim

COMPATIBILIDADE COM HEMODERIVADOS: Sim

COMPATIBILIDADE COM DROGAS LIPÍDICAS: Sim

NÃO CONTÉM LÁTEX
LIVRE DE DEHP

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

Os produtos devem ser armazenados em sua embalagem original, em temperatura ambiente, em local fresco e seco, ao abrigo de luz solar direta, poeira e umidade. Descartar se a embalagem estiver violada. Produto estéril. Usar técnicas assépticas.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

Embalagem primária (unitária): filme + papel grau cirúrgico

Embalagem secundária: caixa de papelão contendo 200 unidades

ESTERILIZAÇÃO:

Óxido de Etileno

VALIDADE:

3 anos

Farm. Responsável: Sônia M. Q. de Azevedo – CRF-RJ nº 4260