

FICHA TÉCNICA – FLEXIMA® 3S PLACA DE BASE

CARACTERÍSTICAS:

Placa de base plana muito confortável.
Placa de base convexa com 6mm de profundidade para estomas retraídos.
Três botões indicadores de posição ideal.



CONFORTO:

Placa altamente flexível, permite liberdade nos movimentos.
Flange flotante para evitar qualquer desconforto na aplicação.
A placa pode permanecer na pele de 3 a 7 dias dependendo da pele.

DISCRICÃO E SEGURANÇA:

Sistema antivazamento: acoplamento com ajuste em três posições para travar a bolsa.
"Click" audível para confirmação do encaixe da bolsa.

Componentes	Materiais
Revestimento Protetor	Anel de acoplamento: Polietileno de Baixa Densidade (PEBD).
Protetor Cutâneo Hidrocolóide	Componentes principais: polisobutileno, carboximetilcelulose, pectina.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

Produto	Cor	Corte	Diâmetro (mm)	Código	Qt cx
Flexima® 3S Placa de Base (Plana)	-	×	45/15-30	936415BR	cx com 5 und
	-	×	55/15-40	936515BR	cx com 5 und
	-	×	65/15-50	936615BR	cx com 5 und
	-	×	80/15-65	936815BR	cx com 5 und
Flexima® 3S Placa de Base Convexa	-	×	45/15-26	937415BR	cx com 5 und
	-	×	55/15-36	937515BR	cx com 5 und
	-	×	65/15-46	937615BR	cx com 5 und

B. Braun Brasil | OPM | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Flexima® 3S Placa de Base – Registro ANVISA 8.01369.90780

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

