

B. Braun Brasil | Aesculap
Av. Eugênio Borges 1092, Arsenal | 24751-000 | São Gonçalo | RJ | Brasil
S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

AESCULAP® – a B. Braun brand



Elan 4 air – Registro ANVISA N° 80136990859
Elan 4 eletric – Registro ANVISA N° 80136990866

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil



AESCULAP® ELAN 4

O Favorito dos Cirurgiões em Precisão e Performance



Vencedor do
iF DESIGN AWARD 2016
Categoria Medicina / Saúde

AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO, DESEMPENHO E SIMPLICIDADE.
PROJETADO NA ALEMANHA.

Como cirurgião, preciso fazer o melhor trabalho possível para manter a saúde e a qualidade de vida de meus pacientes e salvar vidas.

Nós cirurgiões somos perfeccionistas e estamos sob pressão constante. É por isso que a precisão é extremamente importante para nós.

Tanto na minha vida privada como no trabalho, atribuo grande valor aos produtos de alto desempenho, de alta precisão e confiáveis que atendem a esses requisitos e me ajudam a atingir meus objetivos.

Por que eu deveria aceitar compromissos na sala cirúrgica?

PESSOAL



NO TRABALHO



PRECISÃO



DESEMPENHO



SIMPLICIDADE

AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO.

O relógio que eu uso é uma obra-prima da precisão e cada engrenagem é uma obra de arte notável. Eu o uso em meu pulso durante todo o dia e ele quase se tornou uma parte de mim. Eu mal posso sentir isso, mas eu sei que está lá e está funcionando perfeitamente. É exatamente como eu me sinto sobre o ELAN 4. Ele se encaixa perfeitamente na minha mão e é tão bem equilibrado que se tornou como um braço estendido, uma parte natural da minha mão. O ELAN 4 é preciso, confortável de segurar e opera suavemente e silenciosamente.

Como conseguiram
isso?



ERGONOMIA



ENGENHARIA ALEMÃ INOVADORA:

- Novo posicionamento do motor antes da angulação, o que significa que não há necessidade de uma engrenagem angular ou um acoplamento do motor.

RESULTADO:

- acoplamentos não são necessários
- as peças de mão ficam mais curtas e mais leves
- a parte angulada não aquece
- se encaixa confortavelmente na mão
- maior confiança e conforto

BENEFÍCIOS:

ALTA PRECISÃO,
CONVENIÊNCIA E
SEGURANÇA

AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM DESEMPENHO.

Meu carro tem que ser confiável e ter bastante potência - para mim é evidente. Além de acelerar rapidamente quando necessário, ele precisa cruzar suavemente em viagens longas e me levar para o meu destino de forma rápida e segura. Eu espero exatamente o mesmo de meu sistema de motor.

O ELAN 4 estabelece novos padrões em termos de desempenho geral. Nunca antes me deparei com um sistema que opera tão silenciosamente e ainda é tão eficaz.

Como isso foi possível?



ALTA VELOCIDADE



DESIGN
AWARD
2016

Vencedor do
iF DESIGN AWARD 2016
Categoria Medicina / Saúde

ENGENHARIA ALEMÃ INOVADORA:

- motores integrados
- função ligar/desligar integrada no cabo ou na mangueira para o acoplamento do motor

RESULTADO:

- A velocidade de rotação é transferida diretamente, resultando em
- funcionamento muito suave
 - nenhuma perda de potência
 - alta confiabilidade
 - construção compacta - sem interruptor extra

BENEFÍCIOS:

ALTA PRECISÃO,
CONVENIÊNCIA E
SEGURANÇA

AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM SIMPLICIDADE.

Em nosso mundo high-tech, a simplicidade é agora um luxo - as coisas precisam ser simples de usar. É mais divertido quando as coisas simplesmente funcionam intuitivamente, sem a necessidade de coçar a cabeça ou adivinhação. Assim como o meu smartphone. É intuitivo de usar e todos os meus aplicativos importantes estão claramente dispostos na tela inicial.

O mesmo acontece com o ELAN 4. Posso selecionar o tipo de motor que estou acostumado. Os sistemas são diretos e a operação é autoexplicativa.

Os acoplamentos funcionam de acordo com o princípio plug and play e as fresas se encaixam em todos os comprimentos da peça de mão. Isto é o trabalho sem estresse.

Isso traz um sorriso ao meu rosto - e eu aposto que não sou o único!



DOIS SISTEMAS



ENGENHARIA ALEMÃ INOVADORA:

- todos os acoplamentos são compatíveis com o sistema plug and play
- comprimentos padronizados de fresas e de fácil codificação
- todos os elementos operacionais possuem uma marcação dourada

RESULTADO:

- extremamente fácil de usar
- conjunto cirúrgico aerodinâmico com menos componentes
- a peça de mão sempre conterá o motor correto
- autoexplicativo
- todos os tipos e tamanhos de fresas estão disponíveis para todos os comprimentos de peça de mão

BENEFÍCIOS:

PRAZER E SATISFAÇÃO EM TRABALHAR COM ESSE SISTEMA, PORQUE FOI DESENVOLVIDO DE FORMA CLARA E PRECISA. MENOS COMPONENTES E UM COMPRIMENTO UNIVERSAL DA FRESA OFERECEM POTENCIAIS DE ECONOMIA.

AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO
PROJETADO NA ALEMANHA.

ELAN 4 Electro



GA822

ELAN 4 Electro
Peça de mão p/
trepanação
(com encaixe
Hudson)



GA849

ELAN 4 Electro
Peça de mão p/
craniotomia
Tamanho Broca:
2-anéis



GA861

ELAN 4 Electro
peça de mão c/
comprimento L4
Tamanho Broca:
1-anel



GA862

ELAN 4 Electro
peça de mão c/
comprimento L7
Tamanho Broca:
1-anel



GA863

ELAN 4 Electro
peça de mão c/
comprimento L10
Tamanho Broca:
1-anel



GA864

ELAN 4 Electro
peça de mão c/
comprimento
L13. Tamanho
Broca: 1-anel

O desempenho do ELAN 4 é impressionante, a forma como ele opera silenciosamente, a precisão e o seu excelente design ergonômico, gera conforto para as mãos do cirurgião. É simplesmente um prazer trabalhar com o ELAN 4.



GA836
ELAN 4 Electro
Serra sagital



GA837
ELAN 4 Electro
Serra recípro-
cante



GA824
ELAN 4 Electro
peça de mão c/
baixo velocidade
(encaixe: micro-line)



GA808
ELAN 4 Electro
pedal



GA806
ELAN 4 Electro
cabo do motor



GA800
ELAN 4 Electro
Unidade de controle

AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO
PROJETADO NA ALEMANHA.

ELAN 4 AIR



1/2

GA722

ELAN 4 AIR
Peça de mão p/
trepanação (com
encaixe Hudson)



1/2

GA749

ELAN 4 AIR
Peça de mão p/
craniotomia
Tamanho Broca:
2-anéis



1/2

GA761

ELAN 4 AIR
peça de mão c/
comprimento L4
Tamanho Broca:
1-anel



1/2

GA762

ELAN 4 AIR
peça de mão c/
comprimento L7
Tamanho Broca:
1-anel



1/2

GA763

ELAN 4 AIR
peça de mão c/
comprimento
L10. Tamanho
Broca: 1-anel



1/2

GA764

ELAN 4 AIR
peça de mão c/
comprimento
L13. Tamanho
Broca: 1-anel

A instalação do sistema é clara e simples. Cada peça de mão contém o motor correto, reduzindo o risco de erros.



GA736
ELAN 4 AIR
Serra sagital



GA737
ELAN 4 AIR
Serra recipro-
cante



GA724
ELAN 4 AIR
peça de mão c/
baixo velocidade
(encaixe: micro-line)



GA708
ELAN 4 AIR
pedal



GA702R 3 m
GA703R 5 m
ELAN 4 AIR Mangueira
de cilindro / parede



GA705R
ELAN 4 AIR
Mangueira do
motor
(compr. 3m)

AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO
PROJETADO NA ALEMANHA.

ACESSÓRIOS



1/2

GB941R

ELAN 4
Protetor de Dura
Tamanho: P



1/2

GB942R

ELAN 4
Protetor de Dura
Tamanho: M



1/2

GB943R

ELAN 4
Protetor de Dura
Tamanho: G



1/2

GB945R

ELAN 4
Guia fixação para
peça de mão para
craniotomia



1/2

GB947R

ELAN 4
Protetor de Dura
Rotável
Tamanho: M



O conjunto cirúrgico simplificado e o comprimento universal da fresa, possibilita a redução de estoque e gera potenciais ganhos econômicos.



GA395SU ⓘ



Tubos descartáveis para irrigação



SIRINGAS DE IRRIGAÇÃO DESCARTÁVEIS ⓘ

GA258SU Siringa de irrigação descartável para serras

GA259SU Siringa de irrigação descartável para acessórios de craniotomia

GA261SU Siringa de irrigação descartável para peça de mão L4


GA262SU Siringa de irrigação descartável para peça de mão L7

GA263SU Siringa de irrigação descartável para peça de mão de L10

AESULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO
PROJETADO NA ALEMANHA.

REPROCESSAMENTO



Exemplo de configuração para o ELAN 4 AIR

SUPORTE ECCOS® DO ELAN 4 ELECTRO

GB076R	Suporte ECCOS® para GA822
GB077R	Suporte ECCOS® para GA824
GB082R	Suporte ECCOS® para 1 peça de mão
GB083R	Suporte ECCOS® para 3 peças de mão
GB085R	Suporte ECCOS® para GA849
GB086R	Suporte ECCOS® para GA836
GB087R	Suporte ECCOS® para GA837
GB073R	Suporte ECCOS® para GA806
GB718R	Suporte ECCOS® para Brocas / Fresas
GB719R	Suporte ECCOS® para 3 protetores de dura
GB720R	Suporte universal para lâminas de serra
GB072R	Guia de posicionamento de cabo/mangueira

SUPORTE ECCOS® DO ELAN 4 AIR

GB053R	Suporte ECCOS para mangueira do motor
GB056R	Suporte ECCOS® para GA722
GB057R	Suporte ECCOS® para GA724
GB062R	Suporte ECCOS® para 1 peça de mão
GB063R	Suporte ECCOS® para 3 peças de mão
GB065R	Suporte ECCOS® para GA749
GB066R	Suporte ECCOS® para GA736
GB067R	Suporte ECCOS® para GA737
GB718R	Suporte ECCOS® para Brocas / Fresas
GB719R	Suporte ECCOS® para 3 protetores de dura®
GB720R	Suporte universal para lâminas de serra
GB072R	Guia de posicionamento de cabo/mangueira



Aqui na CME certificada, recebemos o processo de esterilização e conhecimento especializado da Aesculap na área de processamento estéril. O ELAN 4 atende aos requisitos cada vez mais rigorosos e estabelece novos padrões para o processamento estéril de sistemas de motores.

O suporte de limpeza permite uma limpeza interna confiável das peças de mão.



SUPORE P/ LIMPEZA E LAVAGEM INTERNA + ACESSÓRIOS DO ELAN 4 ELECTRO

- GB692R Rack para limpeza ELAN 4 Electro
- GB698R Adaptador para limpeza ELAN 4 Electro
- GB600860 Adaptador para lubrificação ELAN 4 Electro
- GB600 STERILIT® Lubrificante Motores Aesculap

SUPORE P/ LIMPEZA E LAVAGEM INTERNA + ACESSÓRIOS DO ELAN 4 AIR


- GB691R Rack para limpeza ELAN 4 AIR
- GB697R Adaptador para limpeza ELAN 4 AIR
- GB600850 Adaptador para lubrificação ELAN 4 AIR
- GB600 STERILIT® Lubrificante Motores Aesculap

AESCULAP® ELAN 4


O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO
PROJETADO NA ALEMANHA.

LÂMINAS


Lâminas de serra – Serra sagital 
para GA736 e GA836



GP491R
Lâmina de
serra sagital
10/13/0.3 mm




GP492R
Lâmina de
serra sagital
15/5/0.3 mm



GP493R
Lâmina de
serra sagital
20/5/0.3 mm




GP494R
Lâmina de
serra sagital
20/10/0.3 mm



GP495R
Lâmina de
serra sagital
20/15/0.3 mm



GP496R
Lâmina de
serra sagital
25/5/0.3 mm




GP497R
Lâmina de
serra sagital
25/12/0.3 mm

O ELAN 4 foi desenvolvido utilizando tecnologias de fabricação de última geração em Tuttlingen na Alemanha, na Fábrica de Inovação da Aesculap AG.



Lâminas de serra – Serra Reciprocante para GA737 e GA837



GP542R

Lâmina de serra
reciprocante
micro
13/0.3 mm

GP543R

Lâmina de serra
reciprocante
micro
20/0.3 mm

GP544R

Lâmina de serra
reciprocante
micro
13/0.3 mm

GP545R

Lâmina de serra
reciprocante
micro
20/0.3 mm

AESULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO
PROJETADO NA ALEMANHA.

BROCAS E FRESAS



BROCAS E FRESAS PARA PEÇAS DE MÃO DE 1 ANEL

BROCA CORTANTE

	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.8 mm	1.8 mm	2.3 mm	2.3 mm
Art No.	GP111R*	GP112R*	GP113R	GP114R*	GP115R	GP116R*	GP117R	GP118R*	GP120R	GP121R*
<hr/>										
	2.7 mm	2.7 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm		
Art No.	GP122R	GP123R*	GP124R	GP125R	GP126R	GP127R	GP128R	GP129R		

BROCA CORTANTE, SOFT CUT

	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Art No.	GP133R	GP134R	GP135R	GP136R

BROCA TWIN CUT

	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm
Art No.	GP184R	GP185R	GP186R	GP187R



FRESAS PARA PEÇAS DE MÃO DE 1 ANEL

BROCA DIAMANTADA

	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.8 mm	1.8 mm	2.3 mm	2.3 mm
Art No.	GP141R*	GP142R*	GP143R	GP144R*	GP145R	GP146R*	GP147R	GP148R*	GP149R	GP150R*
	2.7 mm	2.7 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm		
Art No.	GP151R	GP152R*	GP153R	GP154R	GP155R	GP156R	GP157R	GP158R		

BROCA DIAMANTADA, GROSSA

	2.0 mm	2.0 mm	2.3 mm	2.3 mm	3.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Art No.	GP161R	GP162R*	GP163R	GP164R*	GP165R	GP166R*	GP168R	GP169R	GP170R

BROCA DIAMANTADA, EXTRA GROSSA

	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm
Art No.	GP173R	GP174R	GP175R	GP176R	GP177R

*Fresas com saliência mais longa

AESULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO
PROJETADO NA ALEMANHA.

BROCAS E FRESAS



BROCAS PARA PEÇAS DE MÃO DE 1 ANEL

BROCA CORTANTE - NEUROCUTTER, TIPO DOS EUA

	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	3.0 mm
Art No.	GP201R*	GP202R*	GP203R*	GP204R	GP205R*

BROCA CORTANTE - NEUROCUTTER, TIPO DA AESULAP

	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm
Art No.	GP208R	GP209R	GP210R

BROCA DIAMANTADA - NEUROCUTTER (GROSSA)

	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	4.0 mm
Art No.	GP211R	GP212R*	GP213R	GP214R*	GP215R	GP216R*	GP217R	GP218R*	GP219R	GP220R*

BROCA BARRIL, PADRÃO

	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Art No.	GP224R	GP225R	GP226R

BROCA BARRIL, CORTE SUAVE

	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Art No.	GP228R	GP229R	GP230R

BROCA CÔNICA

	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Art No.	GP234R	GP235R	GP236R

BROCA CÔNICA REVERSA DIAMANTADA - GROSSA

	4.0 mm
Art No.	GP238R

*BROCA COM OVERHANG EXTRA

BROCAS PARA PEÇAS DE MÃO DE 1 ANEL

BROCA BOLOTA

	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Art No.	GP193R	GP194R	GP195R	GP196R

BROCA OVAL

	4.0 mm	5.5 mm
Art No.	GP232R	GP233R

LINDEMANN

	1.8 mm	2.1 mm	2.3 mm	2.3 mm
Comp.	7 mm	10 mm	10 mm	22 mm
Art No.	GP241R	GP242R	GP243R	GP240R

FRESA ESPIRAL

	1.5 mm	2.0 mm
Art No.	GP188R	GP189R

FRESA PONTIAGUDA

	1.0 mm
Art No.	GP190R

BROCA CORTANTE - CARBONETO DE TUNGSTÊNIO

	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm
Art No.	GP113TC	GP119TC	GP124TC	GP126TC	GP128TC	GP129TC

BROCA CORTANTE NEU-ROCUTTER - CARBONETO DE TUNGSTÊNIO

	3.0 mm
Art No.	GP210TC

AESCULAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO
PROJETADO NA ALEMANHA.

BROCAS E FRESAS



FRESAS PARA PEÇAS DE MÃO DE 2 ANÉIS

FRESA DE CRANIOTOMIA, ESPIRAL

	Comp.	•	••	•••
Art No.	GP341R	GP342R	GP343R	

FRESA DE CRANIOTOMIA, RETO

	Comp.	•	••	•••
Art No.	GP351R	GP352R	GP353R	



AESCUAP® ELAN 4

O FAVORITO DOS CIRURGIÕES EM PRECISÃO E DESEMPENHO
PROJETADO NA ALEMANHA.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ELAN 4 ELECTRO

GA800	Unidade de controle do ELAN 4 Electro
GA806	Cabo do motor do ELAN 4 Electro
GA808	Controle de pé do ELAN 4 Electro
GA822	Driver de perfuração do ELAN 4 Electro com acoplamento Hudson
GA849	Craniotome e peça de mão multifunções do ELAN 4 Electro (2-anéis)
GA861	Peça de mão padrão do ELAN 4 Electro (1-anel) L4
GA862	Peça de mão padrão do ELAN 4 Electro (1-anel) L7
GA863	Peça de mão padrão do ELAN 4 Electro (1-anel) L10
GA864	Peça de mão padrão do ELAN 4 Electro (1-anel) L13
GA836	Serra sagital micro do ELAN 4 Electro
GA837	Serra alternada micro do ELAN 4 Electro
GA824	Motor de velocidade baixa do ELAN 4 Electro com intra-acoplamento

ELAN 4 AIR

GA702R	Mangueira de parede de 3 m do ELAN 4 AIR
GA703R	Mangueira de parede de 5 m do ELAN 4 AIR
GA705R	Mangueira do motor de 3 m do ELAN 4
GA708	Controle de pé do ELAN 4 AIR
GA710R	Adaptador de parede Aesculap-Draeger do ELAN 4 AIR
GA712R	Adaptador de parede Schrader com difusor do ELAN 4 AIR

GA713R	Adaptador de parede DIN com difusor do ELAN 4 AIR
GA715R	Adaptador de parede Synthes do ELAN 4 AIR
GA722	Driver de perfuração do ELAN 4 AIR com acoplamento Hudson
GA749	Craniotome e peça de mão multifunções do ELAN 4 AIR (2-anéis)
GA761	Peça de mão padrão do ELAN 4 AIR (1-anel) L4
GA762	Peça de mão padrão do ELAN 4 AIR (1-anel) L7
GA763	Peça de mão padrão do ELAN 4 AIR (1-anel) L10
GA764	Peça de mão padrão do ELAN 4 AIR (1-anel) L13
GA736	Serra sagital micro do ELAN 4 AIR
GA737	Serra alternada micro do ELAN 4 AIR
GA724	Motor de velocidade baixa do ELAN 4 AIR com intra-acoplamento

ACESSÓRIOS PARA CRANIOTOMIA E PEÇA DE MÃO MULTIFUNCIONAL

GB941R	Duraguard fixo do ELAN 4, pediátrico
GB942R	Duraguard fixo do ELAN 4, padrão
GB943R	Duraguard fixo do ELAN 4, longo
GB945R	Dispositivo de fixação do ELAN 4
GB947R	Duraguard giratório do ELAN 4, padrão

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ACESSÓRIOS PARA IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA

GA395SU	Conjunto de tubos descartáveis para bomba de irrigação do ELAN 4 Electro
GA258SU	Bico de pulverização descartável para serras do ELAN 4
GA259SU	Bico de pulverização descartável para acessórios de craniotomia do ELAN 4
GA261SU	Bico de pulverização descartável para peça de mão de 1 anel L4 do ELAN 4
GA262SU	Bico de pulverização descartável para peça de mão de 1 anel L7 do ELAN 4
GA263SU	Bico de pulverização descartável para peça de mão de 1 anel L10 do ELAN 4
GA264SU	Bico de pulverização descartável para peça de mão de 1 anel L13 do ELAN 4

REPROCESSAMENTO

GB053R	Suporte para mangueira de motor ECCOS® do ELAN 4 AIR
GB056R	Suporte para o driver de perfuração ECCOS® do ELAN 4 AIR GA722
GB057R	Suporte para motor de baixa velocidade ECCOS® do ELAN 4 AIR Intra GA724
GB062R	Suporte para 1 peça de mão ECCOS® do ELAN 4 AIR
GB063R	Suporte para 3 peças de mão ECCOS® do ELAN 4 AIR
GB065R	Suporte para craniotomia ECCOS® do ELAN 4 AIR GA749
GB066R	Suporte para a serra sagital micro ECCOS® do ELAN 4 AIR GA736
GB067R	Suporte para as serras alternadas ECCOS® do ELAN 4 AIR GA732 e GA737
GB073R	Suporte para o cabo de motor ECCOS® do ELAN 4 Electro
GB076R	Suporte para o driver de perfuração ECCOS® do ELAN 4 AIR Electro GA822
GB077R	Suporte para motor de baixa velocidade ECCOS® do ELAN 4 Electro Intra GA824

GB082R	Suporte para 1 peça de mão ECCOS® do ELAN 4 Electro
GB083R	Suporte para 3 peças de mão ECCOS® do ELAN 4 Electro
GB085R	Suporte para craniotomia ECCOS® do ELAN 4 eletr GA849
GB086R	Suporte para a serra sagital micro ECCOS® do ELAN 4 Electro GA836
GB087R	Suporte para as serras alternadas ECCOS® do ELAN 4 Electro GA832 e GA837
GB718R	Suporte para 12 fresas ECCOS® do ELAN 4
GB719R	Suporte para 3 acessórios de craniotomia ECCOS® do ELAN 4
GB720R	Suporte universal ECCOS® para lâminas de serra
GB072R	Guia de posicionamento de cabo/mangueira ECCOS®
GB691R	Dispositivo de lavagem do ELAN 4 AIR
GB692R	Dispositivo de lavagem do ELAN 4 Electro
GB697R	Adaptador de lavagem do ELAN 4 AIR
GB698R	Adaptador de lavagem do ELAN 4 Electro
GB600	Pulverizador de óleo STERILIT® Power Sytems
GB600850	Unidade de controle do ELAN 4 Electro
GB600860	Adaptador de pulverizador de óleo do ELAN 4 Electro