



SISTEMA  
GRAVITACIONAL  
DE INFUSÃO  
CONTÍNUA E  
INTERMITENTE

## INTRAFIX® SAFESET FLUSH

INOVAÇÃO EM TERAPIA INFUSIONAL GRAVITACIONAL EM UM ÚNICO SISTEMA

Em combinação com uma linha secundária - Intrafix® Primeline Flush - o sistema oferece a possibilidade de ser lavado completamente após cada droga, de forma conveniente e eficiente, com entrega de 100% da dose prescrita. A câmara de gotejamento do Intrafix® SafeSet Flush fornece a importante função do filtro AirStop, impedindo a entrada de ar ao término da infusão.

# CONECTE-SE COM A DIFERENÇA

## Linha secundária



APLICABILIDADE SEGURA NA INFUSÃO DE ANTIBIÓTICOS E ANTINEOPLÁSICOS

A linha principal pode ser conectada à cânula por até 96 horas, reduzindo o risco de flebite;



ENTREGA TOTAL DA DOSE PRESCRITA

Sistema fechado, testado de acordo com definições do NIOSH!

Tubo equipado com conector valvulado para conexão da linha secundária à linha principal para a administração total da medicação em sistema fechado.



Tampa protetora com filtro hidrofóbico evita o vazamento da solução ou a entrada de contaminantes, formando um sistema fechado<sup>1</sup>, conforme definido pelo NIOSH. Ela protege a conexão com o paciente durante a manipulação do equipo.



Filtro antiembolia com membrana de 15 µm em câmara de gotejamento. É uma barreira que interrompe o ar e, automaticamente, a infusão, após esvaziar o recipiente de fluido ao nível da câmara<sup>2,3</sup>.



## Linha principal

### SISTEMA DE GRAVITACIONAL INTRAFIX® SAFESET FLUSH

Código	Descrição	Tamanho (cm)	Unidades por caixa	ANVISA
4110000	Equipo Intrafix® Safeset e Primeline Flush	180	25	80136990963
4110001	Equipo Intrafix® Safeset e Primeline Flush – Linha secundária	35	100	80136990963
4110020	Equipo Intrafix® Safeset e Primeline Flush Livres de PVC	180	25	80136990964
4110002	Equipo Intrafix® Safeset e Primeline Flush Livres de PVC – Linha secundária	35	100	80136990964

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

1. Test Report - Closed system test by means of Sodium Fluorescein signed by Dr. rer. nat. J. Brünke, Harald Gerauer, Quality Labs BT GmbH Nuremberg, Report 1678,1-2, 28.05.2013

2. N. Lillenthal, Federal Institute of Drugs and Medicinal Devices (BfArM)

3. Pheriphervenöse Schwerkraftinfusionen – Intrafix® SafeSet mit Vorteilen gegenüber herkömmlichen Infusionssystemen written by lic. rer. pol. Andreas Frei, Die Schwester Der Pfleger 43. Jahrg. 5/04

Equipos Intrafix Safeset e Primeline Flush – Registro ANVISA n.º: 80136990963

Equipos Intrafix Safeset e Primeline Flush Livres de PVC – Registro ANVISA n.º: 80136990964

