

SAFEFLOW®

VÁLVULA NEEDLE-FREE


QUANDO A INFUSÃO SEGURA FAZ A DIFERENÇA.

Safeflow é um sistema inovador e seguro para terapias intravenosas e coleta de sangue sem a necessidade do uso de agulhas.


- Leve, pequena e transparente!
- Superfície lisa, que facilita a limpeza do dispositivo.
- Redução do lixo hospitalar, pois dispensa o uso de diversas agulhas para ativação dos sistemas infusionais.
- Dispositivo needle-free: minimiza manipulações das linhas venosas e riscos de acidentes com perfurações pois não é compatível com agulhas.
- Ideal para a sua segurança!

BENEFÍCIOS:

- Seguro. Dispensa o uso de agulhas
- Taxa de Fluxo: 360 ml/min
- Fácil desinfecção
- Adaptável a circuitos pediátricos e neonatais
- Compatível com conexões Luer Lock e Slip
- Sugestão para troca: sempre que houver troca das linhas de infusão e/ou de acordo com o protocolo do hospital
- Compatível com lipídios, sangue e citostáticos
- Látex-free e DEHP free



Luer Slip



Luer Lock

ÓTIMO FLUXO DE INFUSÃO

A ativação da válvula Safeflow oferece um fluxo ininterrupto com velocidade de 360 ml/min.

REDUÇÃO DO USO DE AGULHAS, COM MINIMIZAÇÃO DO RISCO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTE, DE ACORDO COM A NR32

B. Braun Brasil | Hospital Care | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Registro ANVISA nº: 80136999017

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:

[facebook](#)

[YouTube](#)

[twitter](#)

[/bbraunbrasil](#) | [/bbraunbrasil](#) | [@bbraunbrasil](#)

