

# INTRAFIX® SAFESET B. BRAUN NO CENTRO CIRÚRGICO

Estamos em um momento de retomada das cirurgias diante de um novo período de convivência nosocomial e comunitária com a COVID -19. Neste momento, mais do que nunca, é necessária a união entre a indústria e os profissionais de saúde para buscar soluções eficazes para garantir segurança e confiança de pacientes e profissionais. Por isso, apresentamos a vocês, uma exclusividade diferenciada de equipo gravitacional que visa **GARANTIR uma terapia infusional SEGURA** dentro da sala cirúrgica. **A linha Intrafix® SafeSet B. Braun, a única no mercado brasileiro com alta tecnologia para infusão gravitacional em cada gota infundida.**



Conheça nosso equipo Intrafix Safeset 2 IL desenvolvido especialmente para atender as especificidades no centro cirúrgico:

## COMPRIMENTO DE 2,40 CM:

- Maior distância dos campos cirúrgicos e cirurgiões;
- Maior liberdade e segurança para transferência do paciente da maca para mesa cirúrgica;
- Administração e manuseio do equipo com maior liberdade pelo anestesista;
- Elimina a necessidade de extensões adicionais e potencial fonte de contaminação.

## 2 INJETORES LATERAIS:

Duas possibilidades de acessos intermitentes: distal e proximal.



## FILTRO AIRSTOP:

- Permite que ao termino das infusões a linha continue preenchida, promovendo assim, um sistema fechado;
- Sem desconexões do paciente para novo preenchimento;
- Otimiza o tempo permitindo a troca mais rápida das etapas.



401455S - Intrafix Safeset 2 IL

SAIBA MAIS EM:  
<https://www.bbraun.com.br>



B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

Família de Equipos para Infusão Gravitacional de Soluções Parenterais e medicações - Registro ANVISA nº: 80136990540